

Désignation

- 25 mM MgCl₂ SOLUTION

Référence

- 755073

Unité de vente : 2.5 ml

-
- Description :
 - 25 mM de MgCl₂ est utilisé pour ajuster la concentration en Mg₂₊ dans la réaction de PCR.
 - Application : Additif pour réaction de PCR.
 - Réactifs fournis : 25 mM de MgCl₂.
 - Conditions d'expédition et de stockage :
 - Conservation : -18 °C à -28 °C.
 - L'expédition à température ambiante n'a aucun effet néfaste sur la qualité de ce réactif.