

## Désignation

- Portoir acrylique pour 2x12 microtubes 0,5 ml

## Référence

- 764038

## Unité de vente

1 Portoir

## Description

- Support en acrylique neoLab® pour 2 x 12 tubes de 0,5 ml
- Couleur : Transparent
- Matériau : Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) (verre acrylique)
- Non stérile
- Largeur : 50 mm
- Hauteur : 50 mm
- Empilable/connectable
- Nombre d'étagères : 1
- Diamètre d'alésage : 11 mm
- Dimensions (L x l) : 2 x 12
- Pour des récipients d'un diamètre maximal de 5,5 mm

