



Azote, total, TNT, 10-150mg/L N

Numéro de commande: 2714100

Test en cuve accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT = Test 'N Tube, 25-50tests par paquet



Spécifications techniques

Conditions de stockage	10 °C à 25 °C
Description	Azote, kit de réactifs TNT total, PH
Digestion nécessaire	Oui
Instrument	Sauf DR/850, DR/820, PCII
Nom de la méthode	Digestion au persulfate
Nombre de tests	25 à 50
Note de pied de page	Dépend du nombre de blancs réactifs obtenus.
Notes spéciales	Kit composé de 2boîtes: 27140-45 et 26721-45 27140-45= solution de réactif pour hydroxyde TN (2714045), sachets de poudre de persulfate (2671846) 26721-45= solution de réactifC pour acide TN (2672145), sachets de poudre de réactifA pour bisulfite (2671946), sachets de poudre réactifB témoin (2672046)
Numéro de méthode	10072
Paramètre	Azote, total
Plage de mesure	10 à 150 mg/L N
Plateforme	Test 'N Tube

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélémy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

info@hach-lange.fr

www.hach-lange.fr