




Be Right™



## Cuvettes et bouchons pour 2100, 10 mL, pqt/6

Réf. produit:

2434706

Pack de 6 cuves échantillon avec bouchon vissant pour utilisation sur turbidimètres portables 2100

---

### Caractéristiques

Inclus:	6 cuves de mesure avec bouchon vissant
Matériel:	Verre
Note de pied de page:	Pour utilisation sur turbidimètres portables modèle 2100
Poids:	0,1 kg
Volume / taille du carton:	6 /pk
Volume d'échantillon:	10 mL