



## Solution étalon d'ammoniac, 100 mg/L, 500 mL



Réf. produit: 2406549

### Traçable par rapport aux matériaux de référence certifiés NIST

Il est essentiel de pouvoir accorder une confiance aveugle à vos mesures. Par conséquent, la qualité des solutions étalon utilisées joue un rôle majeur.

### Conçu pour une utilisation avec des compteurs, notamment ceux de la gamme Hach.

La base pour réaliser des mesures précises avec l'ISE consiste à utiliser une électrode sélective d'ions bien entretenue et bien étalonnée.

### Emballage fiable

Livré dans un emballage hermétique assurant une durée de conservation garantie.

#### ▼ Caractéristiques

<b>Concentration:</b>	100 mg/L $\pm$ 2 mg/L NH <sub>3</sub> -N (NIST)
<b>Conditions de stockage:</b>	10 - 25 °C (protection contre la lumière)
<b>Description:</b>	Azote ammoniacal, solution étalon, 100 mg/l NH <sub>3</sub> -N, 500 ml
<b>Notes spéciales:</b>	Durée de conservation observée après ouverture, en suivant les recommandations de stockage et d'emploi : 3 mois
<b>Paramètres:</b>	Ammonium
<b>Plateforme:</b>	Solution
<b>Propriétés du contenant :</b>	Flacon
<b>Shelf Life (days) as of shipment date:</b>	150
<b>Volume / taille du carton:</b>	500 mL