



Be Right™



## Inoculum de semences DBO, Polyseed, paquet de 50 capsules

Réf. produit: 2918700

Inoculum de semences de DBO à utiliser dans les procédures de test de demande biochimique en oxygène (DBO5). Un mélange de cultures microbiennes spécialisées dans une capsule facile d'utilisation. Conçu pour fournir une norme standard pour la dégradation des déchets industriels et municipaux dans les analyses DBO5. Paquet de 50 capsules. International Laboratory Supply (InterLab), LTD

- \* Source de semences régulière : mêmes bactéries, mêmes types de bactéries, même mélange de bactéries
- \* Le contenu bactérien connu est exempt de pathogènes
- \* Produit sec prémesuré pratique et sécurisé en capsules faciles d'utilisation
- \* Durée de conservation deux ans

---

### Caractéristiques

Application:	Préparation de l'eau de dilution
Description:	Source de semences
Formule:	Source de semences
Nom de la méthode:	Dilution
Numéro de méthode:	8043
Paramètres:	Demande biochimique en oxygène
Propriétés du contenant :	Capsules
Volume / taille du carton:	50 pièces