



## Cuve carrée 1 pouce, 25 mL, verre (2 pcs)

Réf. produit:

2095000

Accessoires pour spectrophotomètres d'analyses de liquides (DR 2000 / DR 2010).

Pour utilisation sur spectrophotomètres DR/2010 et DR/2000 . A utiliser avec cuves carrées de 1 pouce (par paire).

---

### Caractéristiques

Longueur du chemin optique: 1 inch rectangular, 25 mL

Matériel: Verre

Volume / taille du carton: 2 Paire appariée

DOMINIQUE DUTSCHER SAS