



Solution étalon de conductivité à usage unique Singlet, 12,88 mS/cm, KCl, 20 mL



Réf. produit: 2771520

Idéale pour les analyses sur site

Les étuis scellés sont faciles à transporter et évitent tout risque de fuite.

Facile à utiliser

Ouvrez simplement l'étui et insérez l'électrode.

Toujours frais et fiable

Les poches en aluminium empêchent toute contamination et exposition à l'air.

Conçu pour une utilisation avec des compteurs, notamment ceux de la gamme Hach.

La base pour réaliser des mesures de conductivité précises consiste à utiliser une cellule de conductivité bien entretenue et bien étalonnée.

▼ Caractéristiques

Concentration:	12,88 mS/cm à 25°C, ±10 % à 25°C NA
Conditions de stockage:	10 - 25°C (protection contre la lumière)
Description:	Solution d'étalonnage de conductivité
Formule:	KCl
Notes spéciales:	Jetez la solution après usage
Paramètres:	Conductivité
Propriétés du contenant :	Singlet
Shelf Life (days) as of shipment date:	150
Traçable NIST:	Oui
Volume / taille du carton:	20 pièces