



## Solution étalon de conductivité à usage unique Singlet, 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , KCl, 20 mL



Réf. produit: 2771320

### Idéale pour les analyses sur site

Les étuis scellés sont faciles à transporter et évitent tout risque de fuite.

### Facile à utiliser

Ouvrez simplement l'étui et insérez l'électrode.

### Toujours frais et fiable

Les poches en aluminium empêchent toute contamination et exposition à l'air.

### Conçu pour une utilisation avec des compteurs, notamment ceux de la gamme Hach.

La base pour réaliser des mesures de conductivité précises consiste à utiliser une cellule de conductivité bien entretenue et bien étalonnée.

#### ▼ Caractéristiques

<b>Concentration:</b>	147 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 25°C, $\pm 10\%$ à 25°C NA
<b>Conditions de stockage:</b>	10 - 25°C (protection contre la lumière)
<b>Description:</b>	Solution d'étalonnage de conductivité
<b>Formule:</b>	KCl
<b>Notes spéciales:</b>	Jetez la solution après usage
<b>Paramètres:</b>	Conductivité
<b>Propriétés du contenant :</b>	Singlet
<b>Shelf Life (days) as of shipment date:</b>	150
<b>Traçable NIST:</b>	Oui
<b>Volume / taille du carton:</b>	20 pièces