

## Désignation

- DEEPWELL 96 PUIITS 2ML FOND CONIQUE NON STERILE GREINER

## Référence

- 780270

## Unité de vente

50 Plaques



## Description

- MASTERBLOCK® 96 Puits en Polypropylène, incolore
- Non-sterile
- Analysé pour détection ADNase, ARNase et ADN humain
- Exempt d'endotoxines détectables
- Fabriquée selon les procédures ISO DIN 9001
- Possède une traçabilité via un numéro de lot de production défini
- Idéalement conçu pour le stockage d'échantillons mais aussi pour la culture bactérienne ou des levures
- Compatible avec des systèmes automatisés
- Dimensions externes et tolérances uniformes
- Repérage alphanumérique des puits
- Haute résistance chimique
- Haute résistance température (-196°C jusqu'à +121°C)
- Scellable avec films adhésifs et thermofilms
- Fond incolore
- Profil de puits: fond V (fond conique)
- Volume: 2 ml

