

Désignation

- SOLUTION TAMPON TECHNIQUE pH7

Référence

- 780561

Unité de vente : 1 flacon de 1000ml



-
- Solutions tampons techniques pour appareils de mesure WTW avec fonction Ph
 - pH 7,00
 - Toutes les solutions tampons techniques modernes sont traçables auprès du PTB (Physical Technical Government Agency) ou du NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis).
 - Leur précision est de $\pm 0,03$ pH. Chaque flacon possède sa propre référence de lot avec sa date de péremption.
 - Durée de conservation jusqu'à 3 ans (non ouvert)
 - Consommation économique
 - Manipulation simplifiée grâce au récipient doseur (bouteilles de 250 ml et 1 l)
 - Chaque bouteille possède sa propre référence de lot avec sa date de péremption
 - Précision de $\pm 0,03$ pH