

FICHE TECHNIQUE

Référence	781978
Désignation	Micropipette 12 canaux



Description :

- ✓ Micropipette électronique Transferpette Brand
- ✓ 12 canaux
- ✓ Coloris : gris
- ✓ Force de fixation et d'éjection réduite
- ✓ Anse de maintien réglable
- ✓ Commande intuitive du menu
- ✓ Sélection du programme : pipetage, pipetage inverse, mélange, gel électrophorèse, distribution, technique easy calibration

Certificats :

- ✓ 4 000 cycles de pipetage pour une charge de batterie
- ✓ Partie basse autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1 – 20 μ l
- ✓ Incrément : 0,02 μ l

Unité de vente :

1 Micropipette