

Désignation

- Racleur 250x110 mm

Référence

- 795630

Unité de vente

- 1 racleur

Description

- Matériel général : Polypropylène
- Couleur : vert
- Longueur totale : 250 mm
- Largeur de la lame : 110 mm
- Longueur de la lame : 95 mm
- Longueur poignée/manche : 340 mm
- Spatule/racleur
- Domaines d'utilisation : Chimie, industrie, agriculture, pisciculture, prélèvement, vétérinaire.
- Avec équipement antistatique, idéal pour un emploi robuste en chimie et dans l'industrie. Le propylène présente une résistance chimique et thermique élevée. Les pelles sont incassables, simples à nettoyer et légères.

