

Désignation

- Cuillère avec spatule Laboplast grand format ps 0,5ml

Référence

- 795631

Unité de vente

- 100 cuillères

Description

- En laboratoire, la cuillère avec spatule peut être utilisée de différentes manières, comme cuillère d'échantillonnage, pour la mesure ou le transvasement de petites quantités, comme racleur ou pour mélanger et remuer.
- Matériel général : Polystyrène
- Volume : 0.5 ml
- Longueur totale : 178 mm
- Longueur : 25 mm
- Largeur : 16 mm
- Longueur poignée/manche : 127 mm
- Largeur de la lame : 17.8 mm
- Couleur : blanc
- Fonction double face

