

Désignation

- Micro-spatule steriplast stérile en emballage individuel ps 1ml et 0,25ml

Référence

- 795634

Unité de vente : 100



-
- Double pelle-spatule à extrémités arrondies, contenu 1,0 et 0,25 ml
 - La micro-spatule permet d'échantillonner, de transvaser ou de transformer de petites quantités de produits chimiques, poudres, granulés, pâtes, crèmes ou liquides
 - Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
 - Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
 - Matériel général : Polystyrène
 - Coloris : blanc
 - Longueur totale : 180 mm
 - Longueur poignée/manche : 118 mm
 - Contenu : 1 ml
Largeur de la lame : 11 mm
Longueur de la lame : 32 mm
 - Contenu : 0.25 ml
Largeur de la lame : 5.7 mm
Longueur de la lame : 30 mm
 - Emballé individuellement, fonction double face 100 pièces emballées individuellement et stérilisées aux rayons gamma.

