

Désignation

- Racleur steriplast ps sterile 80mm

Référence

- 795722

Unité de vente : 10



-
- Grattoir SteriPlast®, stérile
 - Emballé individuellement et stérilisé aux rayons gamma
 - Largeur de la lame : 81 mm
 - Longueur de la lame : 80 mm
 - Longueur totale : 200 mm
 - Longueur poignée/manche : 120 mm
 - Couleur : blanc
 - Grattoir stable et maniable à usage unique. Le grattoir convient au grattage, au lissage ou au nettoyage, ainsi qu'à l'élimination des résidus.
 - Le grattoir en polystyrène est produit dans une salle blanche de classe 7 (10.000) et emballé individuellement pour un usage unique.
 - Poids unitaire net : 0,33755 kg
 - Paquet de 10 pièces

