

Désignation

- Entonnoir a liquide us.unique bio-pe blanc stérile

Référence

- 796116

Unité de vente : 10 Entonnoirs



-
- Bioplastique, blanc
 - Produit à partir de matières premières renouvelables
 - Fabriqué en salle blanche (classe de salle blanche 7)
 - Pour un remplissage ou un filtrage simples et sûrs
 - Moyen auxiliaire pour les laboratoires, les salles blanches ou pour le prélèvement d'échantillons
 - Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
 - Emballée un par un et stérilisé
 - Matériel général : Green/Bio polyéthylène haute densité (HDPE)
 - Volume : 218 ml
 - Couleur : blanc
 - Dimensions de l'entonnoir Ø extérieur:100 mm
 - Hauteur totale :149 mm
 - Sortie de l'entonnoir Ø extérieur de sortie : 11 mm
 - Longueur de sortie : 81 mm
 - Ø de sortie intérieur : 7 mm
 - Équipement de la trémie: Œillet de suspension
 - Domaine d'utilisation de l'entonnoir: pour une utilisation universelle, comme accessoire pour la filtration
 - Emballé individuellement