

## Désignation

- PH mV-METRE pH3110 SEUL

## Référence

- 799023

## Unité de vente

1 PH Mv-mètre

## Description

- Paramètres : pH, mV, Température
- Canaux : 1
- Plage de mesure du pH : -2,000 à 19,999
- Précision du pH :  $\pm 0,005$  /  $\pm 0,01$  / 0,1 (1 digit)
- Plage de mesure de la température : -5,0 à +105,0 °C
- Précision de la température :  $\pm 0,1$  K (1 digit)
- Plage de mesure du mV : -1200 à +1200 mV / -2000 à +2000 mV
- Précision du mV :  $\pm 0,3$  mV /  $\pm 1$  mV (1 digit)
- Température de fonctionnement : -10 à +55 °C
- Indice de protection : IP 67
- Capacité de stockage des données : 5000 entrées BPL

