

FICHE TECHNIQUE

Référence	702528
Désignation	Milieu 199 modifié



Description :

- ✓ Milieu 199 modifié : L-Glutamine, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium, sel de Earles
- ✓ Fabrication sur site Cgmp
- ✓ Certifié ISO 13485:2003
- ✓ Stérile (SAL 10^{-3})
- ✓ Produit liquide fabriqués avec de l'eau WFI
- ✓ A conserver entre +2°C et +8°C
- ✓ Volume : 500 ml

Unité de vente :

6 Flacons de milieu 199 modifié