

Désignation

- PBS 1x, ss calcium, ss magnesium, 500ml
- Référence : 702594

Unité de vente : 500 ml x 6



Description

- La solution saline tamponnée au phosphate (PBS) est une solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate de sodium et, dans certaines formulations, du chlorure de potassium et du phosphate de potassium.
- Le PBS aide à maintenir un pH constant et est isotonique et non toxique pour les cellules. Cette formulation ne contient pas de calcium et de magnésium.
- Certificat d'analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que des informations complètes sur la formulation.
- Fabriqué dans une usine conforme au système de qualité certifié ISO 13485. Ce produit est fabriqué selon des normes industrielles de haute qualité
- Conservation : 2 à 30°C

