

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	703728
<b>Désignation</b>	Eprouvette



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex, Classe B
- ✓ Pied hexagonal lourd et parfaitement plan : excellente stabilité
- ✓ Graduation indélébiles émaillées en bleu – 1 ml
- ✓ Avec un bec verseur anti-goutte
- ✓ Hauteur : 107 mm
- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Forme Basse
- ✓ Usage intensif
- ✓ Autoclavable
- ✓ Tolérance : +/- 0.5 ml

### Unité de vente :

2 pièces