

Désignation

- Eprouvette graduée 1000 ml en verre Pyrex, à bec, forme basse, usage intensif

Référence

- 703760

Unité de vente : 2



Description

- En verre borosilicaté Pyrex, classe B
- Pied hexagonal lourd et parfaitement plan : excellente stabilité
- Bec verseur anti-goutte
- Graduations indélébiles émaillées en bleu
- Volume : 1000 ml
- Matériau : Verre Pyrex
- Dimensions : Hauteur : 293 mm
- Autoclavable
- Graduation : 20 ml
- Tolérance : +/- 10 ml
- Diamètre intérieur du col : 77.5+/-1.8mm

