




FICHE TECHNIQUE

Révision 07 – 13 octobre 2014

Désignation du produit : Pipette sérologique CELLSTAR®

Spécifications

Photo	710107	710180	710160
			
Description	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®
Volume	2 ml précision volumétrique +/-2%	2 ml précision volumétrique +/-2%	2 ml précision volumétrique +/-2%
Matière	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, cotonnée	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, cotonnée	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, cotonnée
Couleur	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc
Stérilisation	+ SAL 10 ⁻³	+ SAL 10 ⁻³	+ SAL 10 ⁻³
Graduation	+ 1/100	+ 1/100	+ 1/100
Emballage	En vrac	Papier / plastique	Plastique / plastique
Autres informations	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique

Caractéristiques

	710107	710180	710160
Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens - Matières non cytotoxique		
Température de stockage	-0°C à 40°C	-0°C à 40°C	-0°C à 40°C
Autoclavable	-	-	-
Centrigugation, max RCF	-	-	-
Durée de vie	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production
Autres informations	-	-	-

Conditionnement

Qté sachet / carton	25 / 1000	1 / 1000	1/ 1000
---------------------	-----------	----------	---------