

FICHE TECHNIQUE

Référence	710180
Désignation	Pipettes sérologie Greiner



Description :

- ✓ En polystyrène de haute qualité
- ✓ Haute transparence
- ✓ Idéales pour la culture cellulaire
- ✓ Emballage plastique - papier pelable
- ✓ Stérilisées par irradiation gamma
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Graduation : 1/100 ml
- ✓ Surgraduation : 0,3 ml

Unité de vente :

1000 Pipettes
