

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	711245B
<b>Désignation</b>	Pointes LTS Spacesaver



---

### Description :

- ✓ Pointes GPS-LTS-A-10 $\mu$ L-960/10
- ✓ Pour pipettes Rainin 2, 10 et 20  $\mu$ l
- ✓ Non stériles
- ✓ BioClean ultra : sans ADN, DNase, RNase, endotoxines, ATP, protéines, protéase ou inhibiteurs de PCR détectables
- ✓ LTS (Life Touch System) : spécifiquement réservées aux pipettes Rainin LTS
- ✓ Filtre : non
- ✓ Volume 10  $\mu$ l
- ✓ Volume maximal 20  $\mu$ l
- ✓ En tour spacesaver : plateaux pré-chargés et superposés autoclavables qu'il suffit d'insérer d'un geste sur un portoir vide

### Unité de vente :

960 Pointes LTS Spacesaver

---