

Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
711246B	POINTE LTS SPACESAVER 250µL / RECHARGE BIOCLEAN ULTRA RAININ x 960	RAININ

**Type de produit / *Product category***

Consommable / *Consumable*

**Fabrication / *Production***

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. Le système de recharge en tour permet d'économiser 10 racks en polypropylène, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de 80%. Une fois vide, la coque extérieure en PET peut être aplatie, réduisant ainsi le volume des déchets. Le système de recharge permet de réutiliser les racks en PP existants.  
*This product is made 100% with renewable energy. Tower refill system removes 10 PP racks, reducing plastic use by 80%. The outer shell in PET can be folded flat when empty, thus reducing waste volume. The refill system allows the reuse of existing PP racks.*

**Emballage / *Packaging***

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.  
*The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.*

**Expédition / *Shipping***

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.  
*The product is manufactured in the United-States.*

**En savoir plus**

[Le GoGreen chez Dutscher](#)  
[Le développement durable chez Rainin](#)