

Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
711247B	POINTE LTS SPACESAVER 1000µL / RECHARGE BIOCLEAN ULTRA RAININ x 768	RAININ

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. Le système de recharge en tour permet d'économiser 10 racks en polypropylène, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de 80%. Une fois vide, la coque extérieure en PET peut être aplatie, réduisant ainsi le volume des déchets. Le système de recharge permet de réutiliser les racks en PP existants.
This product is made 100% with renewable energy. Tower refill system removes 10 PP racks, reducing plastic use by 80%. The outer shell in PET can be folded flat when empty, thus reducing waste volume. The refill system allows the reuse of existing PP racks.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.
The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.
The product is manufactured in the United-States.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)
[Le développement durable chez Rainin](#)