

## Recharges écologiques

### Moins de déchets, plus de place

BioClean Ultra™

Les recharges de portoirs permettent de gagner de la place, d'améliorer votre flux de travail et de réduire vos déchets plastiques.

**Green-Pak™ SpaceSaver™** : réduction des déchets de 85 % par rapport aux portoirs classiques

#### Rapide

Rechargez un portoir en quelques secondes

#### Propre

Protège les cônes de toute contamination

#### Pratique

La colonne de distribution est facile à utiliser

#### Gain de place

Chaque colonne contient 8 ou 10 recharges



Recharges **Green-Pak™** scellées individuellement

#### Propre

Chaque recharge est scellée de façon étanche

#### Cônes à filtre

Un excellent système de recharge pour les utilisateurs de cônes à filtre

#### Facile

Se recharge sans toucher les cônes

#### Écologique

Coque de protection en PET recyclé



PET recyclé !

Portoir non inclus avec  
Green-Pak SpaceSaver



<sup>1</sup> Compatible avec les pipettes 2, 10 et 20 µL  
<sup>2</sup> Compatible avec les pipettes 50, 100 et 200 µL

Portoir non inclus avec  
Green-Pak SpaceSaver



	LTS	UNV	RÉFÉRENCE CATALOGUE	VOL.		QTÉ		CARACTÉRISTIQUES			
				VOLUME MAX.		PORTOIR/BOÎTE	CÔNES/BOÎTE	STÉRILISÉS	SHAFTGARD	A FILTRE	
SpaceSaver			30389291	20 µL <sup>1</sup>	10	960					
			30389297	20 µL <sup>1</sup>	10	960	✓				
			30389299	200 µL <sup>2</sup>	10	960					
			30389301	200 µL <sup>2</sup>	10	960	✓				
			30389303	300 µL	8	768					
			30389304	300 µL	8	768	✓				
			30389292	1 000 µL	8	768					
			30389294	1 000 µL	8	768	✓				
Recharges Green-Pak			30389270	20 µL <sup>1</sup>	10	960					
			30389275	20 µL <sup>1</sup>	10	960	✓				
			30389274	20 µL <sup>1</sup>	10	960	✓		✓		
			30389277	200 µL <sup>2</sup>	10	960					
			30389278	200 µL <sup>2</sup>	10	960	✓				
			30389276	200 µL <sup>2</sup>	10	960	✓		✓		
			30389271	1 000 µL	8	768					
			30389273	1 000 µL	8	768	✓				
		30389272	1 000 µL	8	768	✓		✓			
Portoirs vides			30389354	20 µL	10						
			30389353	200 µL	10						
			30397667	300 µL	8						
			30389351	1 000 µL	8						
SpaceSaver			30389283	10 µL	10	960		✓			
			30389285	10 µL	10	960	✓	✓			
			30389287	250 µL	10	960					
			30389289	250 µL	10	960	✓				
			30397665	300 µL	8	768					
			30397666	300 µL	8	768	✓				
			30389279	1 000 µL	8	768					
			30389281	1 000 µL	8	768	✓				
Recharges Green-Pak			30389258	10 µL	10	960					
			30389265	10 µL	10	960	✓				
			30389263	10 µL	10	960	✓		✓		
			30389264	10 µL	10	960	✓	✓	✓		
			30389267	20 µL	10	960	✓		✓		
			30389266	200 µL	10	960	✓		✓		
			30389268	250 µL	10	960					
			30389269	250 µL	10	960	✓				
			30389259	1 000 µL	8	768					
			30389261	1 000 µL	8	768	✓				
		30389260	1 000 µL	8	768	✓		✓			
Portoirs vides			30389350	10 µL	10						
			30389354	10 µL	10						
			30389353	250 µL	10						
			30397667	300 µL	8						
			30389351	1 000 µL	8						