

FICHE TECHNIQUE

Référence	711254B
Désignation	Pointe à filtre 20 µl



Description

- ✓ Description : Pointe à filtre BioClean Ultra LTS
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Conditionné sur portoir à couvercle amovible

Certificats

- ✓ Stérile : oui - Bioclean ultra : exempt d'ADN, DNases, Rnases, endotoxines, ATP, protéines, protéase ou inhibiteurs de PCR détectables
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : spécifiquement réservée aux pipettes Rainin Lite Touch System 2, 10 et 20 µl
- ✓ Volume : 20 µl
- ✓ Conditionnement : 10 portoirs de 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes à filtre