

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Référence | 711255R |
| Désignation | Pointe à filtre 200 µl |



Description

- ✓ Description : Pointe à filtre HRC LTS
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Graduations : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Conditionné sur portoir à couvercle amovible

Certificats

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité System : spécifiquement réservée aux pipettes Rainin Lite Touch
- ✓ Volume : 200 µl
- ✓ Conditionnement : 10 portoirs de 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes à filtre