

FICHE TECHNIQUE

Référence	711261
Désignation	Carrousel porte-pipette Rainin pour pipette monocanal cr-7



Description :

- ✓ Vos pipettes toujours prêtes à l'emploi, à la verticale et en sécurité. Carrousel porte-pipettes, porte jusqu'à 7 pipettes manuelles RaininTM et Gilson[®] Pipetman[®] ainsi que des pipettes électroniques et multicanaux Rainin avec l'adaptateur 17006638. 1 par paquet (CR-7)
- ✓ 7 pipettes sur un carrousel rotatif
- ✓ Accueille jusqu'à 7 pipettes Rainin ou Gilson, pivote pour faciliter l'accès.
- ✓ Solide, sûr : Une base lestée permet au support de demeurer à la verticale et évite qu'il ne bascule.
- ✓ Pratique : Présente un faible encombrement, pivote et permet d'accéder facilement à la pipette nécessaire.

Unité de vente :

1 Carrousel
