

FICHE TECHNIQUE

Référence	711315
Désignation	Micropipette monocanal



Description :

- ✓ Micropipette Classic PR-100 Rainin
- ✓ Ergonomique avec crochet de renfort et amortisseur en silicone pour une protection supplémentaire du pouce
- ✓ Indicateur de volume numérique
- ✓ Ejecteur de pointes en acier inoxydable pour une élimination sûre des pointes usagées

Certificats :

- ✓ Embout et éjecteur de pointe autoclavables

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 – 100 µl
- ✓ Incrément : 0,2 µl
- ✓ Accepte les pointes universelles

Unité de vente :

1 Micropipette