

Désignation

- Pipette POS-D à déplacement positif MR-100
10-100 µl Rainin

Référence

- 711324

Unité de vente

- 1 pipette



Description

Pipette POS-D à déplacement positif MR-100 10-100 µl Rainin

Caractéristiques techniques

- Pipette à déplacement positif Pos-D
- Conçue pour des liquides de haute densité, viscosité ou pression de vapeur
- Avec capillaires et pistons jetables
- Pipette à déplacement positif empêchant toute contamination par aérosols, des échantillons ou de la pipette
- Piston mobile dans un capillaire en plastique directement en contact avec le liquide
- Modèle POS-D : 100 µl
- Volume : 10 - 100 µl
- Capillaires correspondants : C-100
- Incréments : 0,2 µl

