

Désignation

- Pipette POS-D à déplacement positif MR-1000
100-1000 µl Rainin

Référence

- 711326

Unité de vente

- 1 pipette

Description

Pipette POS-D à déplacement positif MR-1000 100-1000 µl Rainin

Caractéristiques techniques

- Pipette à déplacement positif Pos-D
- Conçue pour des liquides de haute densité, viscosité ou pression de vapeur
- Avec capillaires et pistons jetables
- Pipette à déplacement positif empêchant toute contamination par aérosols, des échantillons ou de la pipette
- Piston mobile dans un capillaire en plastique directement en contact avec le liquide
- Modèle POS-D : 1000 µl
- Volume : 100 - 1000 µl
- Capillaires correspondants : C-1000
- Incréments : 2 µl

