

Désignation

- Pipette - Lite XLS+ modèle 12 canaux - 2 - 20 μ l

Référence

- 711402B

Unité de vente : 1



-
- Micropipette multicanaux manuelle
 - Technologie LiteTouch™ System (LTS™) brevetée à remplissage rapide
 - Manipulation simple et constance dans la précision pour l'échantillonnage en multicanaux
 - Montage et éjection faciles des pointes
 - Poignée ergonomique améliorée avec crochet
 - Verrou de réglage du volume amélioré afin d'éviter les dérives
 - Micropipettes avec étiquettes RFID pour la gestion des équipements
 - Disponible au format 8 ou 12 canaux
 - Système de joint augmentant la fluidité et la souplesse du pipetage et simplifiant l'autoclavage de la partie basse
 - Ejecteur en PVDF robuste
 - Volume : 2 - 20 μ l
 - Canaux : 12

