

Désignation

- Pipet-Lite LTS L12-200XLS+ 20-200µl Rainin

Référence

- 711404B

Unité de vente

- 1 pipette

Description

Capuchon joint caoutchouc 13-415

Caractéristiques techniques

- Poignée ergonomique et repose-main confortable
- Absorbeur de choc intégré à l'éjecteur de pointe pour réduire l'impact sur le pouce
- Mécanique légère
- Ejecteur de pointe à démontage rapide, autoclavable
- Pipette équipée d'étiquettes RFID pour une gestion avancée de l'étalonnage et des équipements
- Système de joint augmentant la fluidité et la souplesse du pipetage (80% de force d'éjection en moins) et simplifiant l'autoclavage de la partie basse
- Ejecteur en PVDF robuste
- Volume : 20 – 200 µl
- Incrément : 0,2 µl
- Modèle 12 canaux

