

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	711459
<b>Désignation</b>	Support fixation pour étagere hu-s3 pour pipette monocanal



---

### Description :

- ✓ Stockez vos pipettes en lieu sûr. Supports pour pipettes Hang-Ups™, 3 montés sur un support pour étagère, pour pipettes manuelles, électroniques et multivoie avec adaptateur 17006638.
- ✓ Installation pratique sur une étagère
- ✓ Se fixe rapidement sur une étagère
- ✓ Installation semi-fixe
- ✓ Peut être installé à un autre emplacement, vis de fixation
- ✓ Polyvalent
- ✓ Convient à toutes les pipettes manuelles RAININ, du type Pipetman, Microman et Distriman
- ✓ 1 support pour étagère avec 3 Hang-Ups par paquet (HU-S3)

### Unité de vente :

1 Support

---