

FICHE TECHNIQUE

Référence	711486B
Désignation	Pointes LTS



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Filtres éliminant le risque de contamination croisée des échantillons et des pipettes
- ✓ Portoir de cônes innovant comporte un couvercle à charnière détachable « bifonctionnel »
- ✓ Chargement rapide des recharges
- ✓ Protection des cônes contre toute contamination et autoclavable
- ✓ Version LTS
- ✓ Volume : 1200 µl
- ✓ Stérilisées par rayonnement gamma
- ✓ Pour pipettes Rainin LTS

Unité de vente :

8 Racks de 60 Pointes
