



# Fiche Technique CHAMP OPÉRATOIRE NON ADHÉSIF

Références : 800330-800430-800530



## DESCRIPTION

- Champ opératoire stérile, imperméable, et absorbant

Références	Dimensions	Conditionnement Int / Ext	
800330	37,5 x 45 cm	180	720
800430	45 x 75 cm	112	448
800530	75 x 90 cm	38	228

## MATERIAUX

Élément	Matériaux
Champ non adhésif	Film polyéthylène 40 µ, Nontissé viscosse 23 g/m <sup>2</sup>

## CONDITIONNEMENT ET CONSEILS DE STOCKAGE

**Sachet pelable plastique/plastique** : 1 unité

**Unité de commande** : Carton de transport

Emballages conformes à la norme EN 1041 / ISO 15223

Stockage dans des conditions normales (8-40°C, 30-70% d'humidité)

## INFORMATIONS GENERALES

**Péremption** : 5 ans à partir de la date de stérilisation

**Lieu de fabrication** : Thaïlande

**Assurance qualité** : Certificats EN 13795 / ISO 10993 / ISO 14001

Produits de classe I stérile conformes à la Directive 93/42CEE

Certificat numéro 01966, délivré par B.S.I. (British Standard Institute), organisme notifié 0086

**Code ClDiMed** : E51BA01

