

## Notation produit / *Product Rating*

| Référence / <i>Part number</i> | Désignation / <i>Designation</i>                                   | Marque / <i>Brand</i> |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 712009                         | POINTE STABLERACK LTS SR-L250S<br>250µL /RACK STERILE RAININ x 960 | RAININ                |

### Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

### Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. Le système de double rack réduit la quantité de plastique de 25%. Le nombre de racks requis est également réduit.  
*This product is made 100% with renewable energy. The double rack system reduces overall plastic in racks by 25%. The number of racks required is also reduced.*

### Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.  
*The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.*

### Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.  
*The product is manufactured in the United-States.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)  
[Le développement durable chez Rainin](#)