

## Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
712016	POINTE STABLERACK LTS FILTRE SR-L1000F 1000µL / RACK BIOCLEAN RAININ x 768	RAININ

### Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

### Fabrication / Production

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. Le système de double rack réduit la quantité de plastique de 25%. Le nombre de racks requis est également réduit.  
*This product is made 100% with renewable energy. The double rack system reduces overall plastic in racks by 25%. The number of racks required is also reduced.*

### Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.  
*The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.*

### Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.  
*The product is manufactured in the United-States.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)  
[Le développement durable chez Rainin](#)