

## Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
712022	POINTE STABLESTAK LTS SS-L10S 20µL / RACK STERILE RAININ x 960	RAININ

### Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

### Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. Le système d'empilage utilise 55% de polypropylène en moins par rapport à l'utilisation d'un rack classique. Le besoin en rack est réduit.

*This product is made 100% with renewable energy. Stacking system uses less polypropylene, 55% reduction compared to single rack equivalents. The number of racks required is reduced.*

### Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.

*The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.*

### Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.

*The product is manufactured in the United-States.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Rainin](#)