

Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
712024	POINTE STABLESTAK LTS SS-L300S 300µL /RACK STERILE RAININ x 768	RAININ

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. Le système d'empilage utilise 55% de polypropylène en moins par rapport à l'utilisation d'un rack classique. Le besoin en rack est réduit.

This product is made 100% with renewable energy. Stacking system uses less polypropylene, 55% reduction compared to single rack equivalents. The number of racks required is reduced.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.

The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.

The product is manufactured in the United-States.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Rainin](#)