

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	712029
<b>Désignation</b>	Pointes



### Description :

- ✓ Pointes Rainin LTS
- ✓ Pointes fabriquées dans des conditions garantissant l'absence de toute contamination
- ✓ La finesse progressive du cône et sa souplesse lui assurent une remarquable précision
- ✓ Pointes LTS : spécifiquement réservées aux pipettes Rainin LTS (Lite Touch System)
- ✓ En version standard
- ✓ En vrac
- ✓ Non Stérile
- ✓ Cônes LTS pipette : 1000 µl
- ✓ Volume : 1000 µl

### Unité de vente :

1 Sachet de 1000 Pointes

---