

FICHE TECHNIQUE

Référence	712034
Désignation	Pointes Bioclean



Description :

Pointes fabriquées dans des conditions garantissant l'absence de toute contamination. La finesse progressive du cône et sa souplesse lui assurent une remarquable précision.

- ✓ Pointes LTS : spécifiquement réservées aux pipettes Rainin LTS (Lite Touch System)
- ✓ Se déclinent en version standard ou à faible rétention
- ✓ Non stériles
- ✓ En vrac
- ✓ Cône LTS pipette : 20 ml
- ✓ Volume : 20 ml

Unité de vente :

100 Pointes
