

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	712046B
<b>Désignation</b>	Pointes à filtre LTS



---

### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ A faible rétention
- ✓ A filtre éliminant le risque de contamination croisée des échantillons et des pipettes
- ✓ Portoirs à couvercle amovible
- ✓ Volume : 20  $\mu$ l
- ✓ Pour pipettes Rainin LTS 2, 10 et 20 $\mu$ l
- ✓ Stérilisées par irradiation gamma

### Unité de vente :

10 Racks de 96 Pointes

---