

Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
712093B	POINTE UNIVERSELLE 250µL /GREEN-PAK BIOCLEAN ULTRA RAININ x 960	RAININ

Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

Fabrication / Production

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. La coque en PET permet de remplir et de réutiliser des racks standards en polypropylène avec des pointes filtrantes stériles. Ce produit permet d'utiliser 75% de plastique en moins qu'avec un rack standard. *This product is made 100% with renewable energy. The PET "clamshell" design allows standard PP racks to be refilled and reused with sterile filter tips. This product uses 75% less plastic than a standard rack.*

Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.

The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.

Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.

The product is manufactured in the United-States.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Rainin](#)