

Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
712099B	POINTE UNIVERSELLE A FILTRE 20µL / GREEN-PAK BIOCLEAN ULTRA RAININ x 960	RAININ

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. La coque en PET permet de remplir et de réutiliser des racks standards en polypropylène avec des pointes filtrantes stériles. Ce produit permet d'utiliser 75% de plastique en moins qu'avec un rack standard.
This product is made 100% with renewable energy. The PET "clamshell" design allows standard PP racks to be refilled and reused with sterile filter tips. This product uses 75% less plastic than a standard rack.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.
The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.
The product is manufactured in the United-States.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)
[Le développement durable chez Rainin](#)