

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	712121B
<b>Désignation</b>	Pointe à filtre 20 µl



### Description

- ✓ Description : Pointe à filtre Bioclean Ultra Rainin
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel

### Certificats

- ✓ Stérile : oui, exempt de RNase, ADN, DNase, ATP, pyrogènes, inhibiteurs de PCR, trace de matières premières ou de matières organiques
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Fabrication et conditionnement entièrement automatisés en salle blanche. Pas de contacts humains, pas de contaminations

### Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 20 µl
- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Conditionnement : 10 portoirs de 96 pointes
- ✓ Conditionné sur portoir à couvercle amovible

### Unité de vente :

960 Pointes à filtre