

FICHE TECHNIQUE

Référence	712125B
Désignation	Pointe à filtre 2 000 µl



Description

- ✓ Description : Pointe à filtre Bioclean Ultra Rainin
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel

Certificats

- ✓ Stérile : oui, exempt de RNase, ADN, DNase, ATP, pyrogènes, inhibiteurs de PCR, trace de matières premières ou de matières organiques
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Fabrication et conditionnement entièrement automatisés en salle blanche. Pas de contacts humains, pas de contaminations

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 2 000 µl
- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Conditionnement : 8 portoirs de 60 pointes
- ✓ Conditionné sur portoir à couvercle amovible

Unité de vente :

480 Pointes à filtre